

E-FAST-Untersuchung

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Teilnehmer	
Aufgabe	<p>Führen Sie eine E-FAST-Untersuchung durch.</p> <p>Erläutern Sie dabei detailliert Ihr Vorgehen und beschreiben Sie die darzustellende Anatomie bzw. Sonoanatomie.</p> <p>Lagern Sie den Probanden für die Untersuchung und stellen Sie das Ultraschallgerät in die für Sie geeignete Position. Streben Sie konsequent eine optimale Bildeinstellung an.</p>

Prüfer 1 Prüfer 2 Punkte

Geräteeinstellung / Bildoptimierung			
Schallkopfauswahl <input type="checkbox"/> Tiefe <input type="checkbox"/> Gain <input type="checkbox"/>			
TGC <input type="checkbox"/> Fokus <input type="checkbox"/> Frequenz <input type="checkbox"/>			
Sonografische Untersuchung, Sonoanatomie			
Recessus costodiaphragmaticus rechts			
Recessus costodiaphragmaticus links			
Morison-Pouch			
Koller-Pouch			
Douglas-Pouch – Excavatio rectouterina (ggf. nur benennen)			
Excavatio rectovesicalis			
Subcostaler 4-Kammer-Blick			
Beidseits ventraler oberer Quadrant zum Pneumothorax-Ausschluss			
Weitere Skills			
Sondenführung			
Umgang mit Probanden			
Geräteaufstellung			

E-FAST-Untersuchung

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Teilnehmer	
-------------------	--

Prüfer 1: Anmerkungen zur Prüfung

Prüfer 2: Anmerkungen zur Prüfung

Prüfung bestanden Prüfer 1	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	Name und Unterschrift
Prüfung bestanden Prüfer 2	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	Name und Unterschrift